

## Come trattare il dolore in tutto il corpo

Per secoli, gli agopuntori hanno considerato il punto Rene 1 un punto efficacissimo per trattare il dolore diffuso in tutto il corpo; è per questo motivo che consigliamo di usare IceWave su questo punto. In casi di dolore intenso, abbiamo spesso rilevato che l'uso di due set di cerotti può alleviare più rapidamente il dolore.

Ecco un'opzione da provare per dolore intenso esteso a tutto il corpo:

Ponete un set di cerotti IceWave su **Rene 1** e un secondo su **Cuore 3** (MARRONE CHIARO a sinistra e BIANCO a destra).



Potete trovare altri protocolli per il sollievo dal dolore nel *Manuale LifeWave*, il nostro famoso manuale per l'uso di base e avanzato dei cerotti. Ordinatene una copia nella sezione "Sales Aids" (Supporti per la vendita) del vostro carrello.